



1019639 | P95

3bscientific.com

会阴切开术和缝合训练模型

会阴切开术和缝合训练模型

简介

使用会阴切开术和缝合训练模型，可以展示专业的分娩侧切、伤口护理以及缝合操作技术。学生也可以借助该模型进行实际操作练习。

训练模型具有一个软质外阴插件，可以对其进行多次切割和缝合。可针对助产学和产科学训练领域的专业作品管理标准（例如：缝合技术）进行练习和改善。

交货内容：

- 硅胶插件
- 底座
- 支架

技术参数：

尺寸：

模型（高*宽*深）： 6 x 13 x 21cm

重量： 约0.8kg

工作条件：

工作温度： -10°C至+40°C

储存温度： -20°C至+60°C



功能特点：

会阴切开术训练模型的硅胶插件可进行多种切口训练（例如：会阴正中切开术、正中旁会阴切开术、会阴侧切术）。透过肛门可以触摸会阴区的肌肉结构（肛门外括约肌、会阴浅横肌、球海绵体肌）。

此外，可以模拟阴道、阴唇撕裂，并练习修补缝合和护理操作。肌肉和皮肤层可以一起缝合或者分别缝合。每个切口可以进行多次缝合训练。每次缝合训练之前必须去除缝线等材料（例如：使用手术剪、手术刀、镊子）。



会阴切开术和缝合训练模型

组装

组装会阴切开术和缝合训练模型

- 可以将硅胶插件放入白色塑料底座中以确保其稳定性。此外，底座中间的凸出部分可以展示典型的切口裂开。可以使用所提供的折叠式支架对训练模型的角度进行调整请将训练模型的橡胶支脚放在桌面等防滑表面上。
- 如有需要，去除硅胶插件的塑料包装，并将硅胶插件放入白色塑料底座中。将支架的3个支架壁全部展开。黑色支架壁为上臂，其余两支为下臂。



图1:会阴切开训练模型和底座



图2:放入底座中的会阴切开训练模型



图3:放入底座中的会阴切开训练模型，带支架



图2:放入底座中并放在支架上的会阴切开训练模型

清洁和护理:

可以使用湿布清洁模型的表面。

在储存之前，请确保训练模型已完全干燥。

订货单:

XP95-001 / 1019640 会阴切开术训练模型替换组件

XP95-002 / 1019641 会阴切开术训练模型替换组件（一组5件）

可选件:

XP95-003 / 1020767 会阴切开术和缝合训练模型的缝合组件（手术缝合线、持针器、手术剪、镊子、手术刀柄、刀片）。



China 3B Scientific Co., Ltd.
苏州新区火炬路45号 · 科技工业园4号厂房 · 215009
Tel: +86 512 68081123 · Fax: +86 512 68258957
E-Mail: sales@3bscientific.cn
网址: www.3bscientific.com