

Información sobre Quality CPR


- Profundidad de compresión
- Tasa de compresión
- Fracción de compresión
- Liberación torácica completa
- Colocación correcta de las manos
- Control de tracción de la mandíbula e inclinación de la cabeza
- Volumen de ventilación adecuado



Formación sobre Quality CPR

CPRLilly PRO +


El nuevo **maniquí Quality CPR** permite que los instructores y profesionales sanitarios midan, monitoricen y analicen la ejecución de la CPR con **hasta 10 estudiantes a la vez**. CPRLilly PRO+ ayuda a los instructores a mejorar su eficacia y eficiencia en los cursos de CPR al conectarse con la **app CPRLilly** en una tablet para seguir la ejecución de la CPR y ofrecer una información objetiva para formación en Quality CPR.



El instructor podrá acceder en cualquier momento a una vista detallada sobre el rendimiento en CPR de cada estudiante con un solo botón.

Funciones claves para la práctica:

- Información sobre Quality CPR con historial de comentarios
- Ventilación boca a boca y boca a nariz
- Ventilación con mascarilla facial, mascarilla de bolsillo y BVM
- Elevación torácica con ventilación adecuada
- Control de desobstrucción correcta de la vía aérea
- Pulsos carótidos
- Capacidad de formar en la colocación de electrodos AED
- App gratuita disponible en Google Play e iOS
- Análisis constante de los parámetros de CPR en hasta 10 maniqués a la vez
- Posibilidad de revisión individual de la formación en grupo para mayor eficiencia
- Adaptable a los distintos conceptos del curso
- Vista simplificada de información del estudiante en la app CPR*Lilly*



Los estudiantes seguirán los parámetros de CPR en una vista de información simplificada y mejorarán su rendimiento en tiempo real.

Maniquí sólido para formación efectiva:

- Fabricado en Alemania de material extremadamente durable sin látex
- Las mascarillas faciales y las bolsas para pulmón pueden cambiarse sin necesidad de herramientas
- Fácil de limpiar con sistema de vía aérea higiénico
- Funciona en silencio con un uso de energía eficiente y batería recargable
- Conexión WiFi estable e interfaz de app intuitiva
- Maletín de transporte práctico con alfombra de formación para una práctica cómoda
- Maniquí de piel oscura disponible

Contenido del paquete:

1 maniquí de formación CPR*Lilly* PRO+, 1 tablet (depende del modelo), 1 cargador y batería, 4 mascarillas faciales inferiores, 25 bolsas de garganta, 12 adaptadores de electrodo AED, 1 maletín de transporte con alfombra de formación

Actualice ahora para equipar sus cursos con maniqués de formación en CPR con respuesta directa que cumplen las pautas de AHA. CPR*Lilly* PRO+ cumple los requisitos de respuesta directa y Quality CPR con respecto a las pautas de AHA:

“El dispositivo instrumental de respuesta directa mide la tasa de compresión, profundidad, posición de las manos, retroceso y fracción de compresión torácica, además de proporcionar audio o respuesta visual en tiempo real (o ambos) sobre estas habilidades críticas de CPR”.

Maniquí con tablet 1022071

Maniquí sin tablet 102237



10/2019



MÁS INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LÍNEA EN 3BSCIENTIFIC.COM



España 3B Scientific, S.L. • C/ Ronda Narciso Monturiol 3 • Edif. ABM, Torre A, Despacho 8 • 46980 Paterna (Valencia)
 España • 3bscientific.es • Phone: 96 131 84 38 • Fax: 96 136 64 07 • E-mail: e3bs@3bscientific.com